

“Medikal Hijyende Güven ve Kalite”

Broche®

ÜRÜN KATALOĞU

Turkey
Discover
the potential





HAKKIMIZDA

1995 yılından beri tekstil (brode, nakış) sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Nurteks Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. deneyimlerini farklı sektörlerle taşımak amacıyla medikal departmanını 2006 Nisan ayında faaliyete geçirmiştir. Kaliteli ürün sunumuyla, ucuz ve hızlı bir şekilde ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı ve sürekli büyüme istikrarında olan ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedef olarak belirlemiştir.

Belirlenen hedeflere doğru hızla yol alan Nurteks, kısa zamanda medikal sektörün yapı taşları arasına girmiştir. Günümüz rekabetçi ortamında, deneyimli kadrosuyla, talep ve ihtiyaçları belirleyerek, bu yönde hızlı yatırımlar yapan Nurteks, sektöründe lider olan Broche markasını medikal sektörde de lider marka konumuna getirmiştir.

Kalite Politikamız:

- Medikal sektörde en son teknoloji ile üretim yapmak, ürün kalitesinin ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
- Her türlü öneri ve uyarılarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini arttırmak.
- İnsan sağlığına gereken önemi vererek yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmet sunmak.



CE 1023

ISO 13485
Quality System

ISO 9001
Quality System

İNDEKS

CERRAHI ÖRTÜ SETLERİ

2-15

Genel Cerrahi Örtü Seti	3
TUR Örtü Seti	4
Anjio Örtü Seti	5
Anjio Örtü Seti - Panelli	6
Doğum Örtü Seti - Poşsuz	7
Doğum Örtü Seti - Poşlu	8
Sezaryen Örtü Seti	9
Göz Örtü Seti	10
Bü-Pass Örtü Seti	11
Artroskopi Örtü Seti	12
İmplant Örtü Seti	13
Diğer Cerrahi Örtü Setleri	14

TEK KULLANIMLIK ÖNLÜKLER

16-20

Önlükler	17
Steril Önlükler	18
Non-Steril Önlükler	19
Non - Steril Kıyafetler	20

ELDIVENLER

21-30

Lateks Eldiven - Pudrasız	22
Lateks Eldiven - Pudralı	23
Nitril Eldiven - Pudrasız	24
Nitril Kemoterapi Eldiveni - Pudrasız	25
Chloroprene Sentetik Steril Cerrahi Eldiven (Neo+Plus)	26
Lateks Steril Cerrahi Eldiven (Premium)	27
Lateks Steril Cerrahi Eldiven (Plus)	28
Steril Eldiven Kullanma Kılavuzu	29
Şeffaf Eldiven	30

DİĞER ÜRÜNLER

31-38

Bone	32
Maske	33
Tahta Dil Basacağı (Abeslang)	34
Galoş	35
Steril Kan Lanseti	36
Steril Bistüri Ucu	37

PLASTİK MEDİKAL ÜRÜNLER


39-44

Steril Serum Seti	40
Steril Damlametre	41
Steril İdrar Torbası	42
Steril Kan Verme Seti	43

SERTİFİKALAR

45-48

ISO 13485	45
ISO 9001	46
CE	47
TSE	48




Broche®

Cerrahi Örtü Setleri



CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril Genel Cerrahi Örtü Seti




ADET	İÇERİK	EBAT
1	Alet Masa Örtüsü	150 x 200 cm
1	Mayo Masa Örtüsü	78 x 145 cm
1	Anestezi Örtüsü 2 PLY	150 x 240 cm
2	Yan Bantlı Örtü 2 PLY	75 x 90 cm
1	Ayak Örtüsü 2 PLY	150 x 180 cm
2	NW Bant	10 x 50 cm
2	Havlu	40 x 40 cm
2	Korunmalı Cerrahi Önlük SMS	LARGE
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
250	60 x 40 x 45	10

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril TUR Seti




ADET	İÇERİK	EBAT
1	Poşlu Üroloji Örtüsü 2 PLY	180 x 240 cm
1	Alet Masa Örtüsü	150 x 200 cm
2	Korunmalı Cerrahi Önlük SMS	LARGE
2	NW Bant	10 x 50 cm
2	Havlu	40 x 40 cm
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
12	60 x 40 x 45	13

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril Anjio Seti




ADET	İÇERİK	EBAT
1	Angio Örtüsü 2 PLY	150 x 300 cm
1	Alet Masa Örtüsü	100 x 150 cm
1	Fluoroscopi Kılıfı	70 x 90 cm
1	Sıvı Kabi	500 CC
10	Sponç	7,5 x 7,5 cm
2	Korumalı Cerrahi Önlük SMS	LARGE
2	Hovlu	40 x 40 cm
1	Boyama Sünger	ST
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
10	60 x 40 x 45	10

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril Panelli Anjio Seti




ADET	İÇERİK	EBAT
1	Panelli Anjio Örtüsü 2 PLY	210 x 300 cm
1	Alet Masa Örtüsü	100 x 150 cm
1	Fluoroskopi Kılıfı	70 x 90 cm
1	Sıvı Kabi	500 CC
10	Sponç	7,5 x 7,5 cm
2	Korumalı Cerrahi Önlük SMS	LARGE
2	Havlu	40 x 40 cm
1	Boyama Sünger	ST
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayı

Adet	İçerik (cm)	Ağırlık (Kg)
10	60 x 40 x 45	11

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril Doğum Seti Poşsuz




ADET	İÇERİK	EBAT
1	Bantlı Alt Örtüsü 2 PLY	100 x 130 cm
1	Alet Masa Örtüsü	100 x 150 cm
1	Bantlı Abdominal Örtü 2 PLY	75 x 90 cm
2	Bacak Kılıfı SMS	75 x 120 cm
1	Göbek Klemi	ST
1	Bebek Örtüsü 2 PLY	75 x 90 cm
1	Korunmalı Cerrahi Önlük	LARGE
1	Havlu	40 x 40 cm
10	Spanç	7,5 x 7,5 cm
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
18	60 x 40 x 45	13,5

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril Sezaryen Seti




ADET	İÇERİK	EBAT
1	Alet Masa Örtüsü	150 x 200 cm
1	Sezaryen Örtüsü 2 PLY	200 x 300 cm
1	Bebek Örtüsü 2 PLY	75 x 90 cm
1	Bebek Klempli	ST
2	Havlu	40 x 40 cm
2	Korumalı Cerrahi Önlük	LARGE
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
14	60 x 40 x 45	16

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril Göz Seti Tek Poşlu




ADET	İÇERİK	EBAT
1	Alet Masa Örtüsü	100 x 150 cm
1	Tek Poşlu Göz Örtüsü SMS	100 x 130 cm
2	Standart Cerrahi Önlük SMS	LARGE
2	Havlu	40 x 40 cm
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
20	60 x 40 x 45	11

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril By-Pass Seti



ADET	İÇERİK	EBAT
1	Mayo Masa Örtüsü	78 x 145 cm
2	Alet Masa Örtüsü	150 x 200 cm
1	Perine U Örtüsü 2 PLY	150 x 260 cm
1	KVC Örtüsü 2 PLY	250 x 340 cm
2	Patik 2 PLY	ST
1	Yan Bantlı Örtü 2 PLY	75 x 90 cm
2	Seyyar Poşet	30 x 35 cm
2	NW Bant	10 x 50 cm
4	Havlu	40 x 40 cm
2	Korumalı Cerrahi Önlük SMS	LARGE
1	Sterilizasyon Bohçası	100 x 100 cm

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
8	60 x 40 x 45	17,5

CERRAHI ÖRTÜ SETLERİ


[illegible]

Koli Detayları

12

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril İmplant Seti



ADET	İÇERİK	EBAT
1	Tabla Örtüsü 2 PLY	50 x 50 cm
1	Alet Masa Örtüsü	70 x 70 cm
1	Bantlı Dental Hasta Önlüğü SMS	65 x 110 cm
2	Reflektör Örtüsü	15 x 15 cm
2	Şeffaf Hortum Kılıfı	13 x 250 cm
10	Sponç	7,5 x 7,5 cm
1	Standart Cerrahi Önlük SMS	LARGE
1	Sterilizasyon Bohçası	75 x 75 cm

Koli Detayları

Adet	Çbat (cm)	Ağırlık (Kg)
28	60 x 40 x 45	11,5

CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ

Tek Kullanımlık Steril Diğer Örtü Setlerimiz

Steril Jinekoloji - Sistoskopi Seti

Steril Jinekoloji Litotomik Seti

Steril Kalça Seti

Steril Kalp Kapak Seti

Steril KBB Seti

Steril Laparoskopi Seti

Steril Perkütan Seti

Steril Poşsuz Artroskopi Seti

Steril OPU - E.T. Seti

Steril Kraniotomi Seti

Steril Laminektomi Seti

Tüm setlerimiz yırtılma, delinme ve sıvılara karşı yüksek dirençli sterilitesini uzun süre muhafaza edebilen iki tarafı PE ambalajlı ve Tyvek kağıt pencere, kolay açılabilir özel paketlerdedir.





Broche®

Broche®


Tek Kullanımlık Önlükler





STERİL ÖNLÜKLER

Tek Kullanımlık Steril Cerrahi Önlükler



RENK



MAVİ

İÇERİK	EBAT
STERİL STANDART CERRAHI ÖNLÜK + HAVLU	S - M - L - XL - XXL
STERİL KORUMALI CERRAHI ÖNLÜK + HAVLU	S - M - L - XL - XXL

ÖNLÜK DETAYLARI

Cerrahi önlükleri etilenoksit (EO) ile sterilize edilmiş olup, cerrahi işlem sırasında cerrahi örtcek şekilde tasarlanmıştır. Önlükler cerrahi müdahalenin süresine ve ve materyale göre iki kategoriye ayrılmıştır. SMS /SMMS tipi. Her iki tip önlük sıvı geçirmez (enine boyuna) astar donanabilir. Bütün önlüklerin kol ağzlarında (ribana) %95 pamuk %5 Elastan manşetler bulunmaktadır.

Önlükler cildin nefes almasını sağlayarak alkol, kan, su vb. vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdan uzaklaştırma özelliğine sahiptir.

Hava ya partikül bırakmayan dokunmamış SMMS kumaştan üretilen önlükler, ıslanmaya olanak vermediğinden enfeksiyon yayılmasına izin vermez ve sağlık personelinin rahat ve konforlu çalışmasını sağlar.

- Sıvı geçirmez
- Kolay fiksasyon
- Rahat tasarım
- Aşınma ve mekanik baskıya karşı dayanıklılık

Koli Detayları

	Adet	Ebat (cm)	Ağırlık (Kg)
Standart Önlük	75	60 x 40 x 45	13
Korumalı Önlük	75	60 x 40 x 45	14,5



NON-STERİL ÖNLÜK VE KIYAFETLER

Tek Kullanımlık Hasta Önlüğü

EBAT

Non-Steril Hasta Önlüğü (Uzun Kol) - Lacivert

M - L - XL

Non-Steril Hasta Önlüğü (Kısa Kol) - Lacivert

M - L - XL

Tek Kullanımlık Box Önlüğü

EBAT

Non-Steril Box Önlüğü SMMS

M - L - XL

Tek Kullanımlık Doktor Takım

EBAT

Non-Steril Üst - Alt Takım Kısa Kol SMMS

M - L - XL

Tek Kullanımlık Çalışma Önlüğü

EBAT

Non-Steril Çalışma Önlüğü PP Beyaz

Standart

Tek Kullanımlık Kemoterapi Önlüğü

EBAT

Non-Steril Kemoterapi Önlüğü PP Lacivert

M - L - XL

Tek Kullanımlık Ziyaretçi Önlüğü

EBAT

Non-Steril Ziyaretçi Önlüğü PP Beyaz

Standart

Tek Kullanımlık Kolonoskopi Şortu

EBAT

Non-Steril Kolonoskopi Şortu PP Lacivert

Standart

Broche®

Eldivenler



NON-STERİL ELDİVENLER

Latex Muayene Eldiveni



TEKNİK ÖZELLİKLER

- TEK KULLANIMLIK
- HIPOALERJENİKTİR - PUDRA İÇERMEZ
- LATEKS BİR MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR
- İKİ ELE UYUMLU 100'LÜK PAKETLER İÇERİSİNDEDİR
- AQL 1,5 KAİTESİ SEVİYESİNDEDİR
- MANŞET KISMI BİLEĞİ KAVRAYICI ŞEKİLDE KIVRIMLIDIR

EBAT

S - M - L

RENK



HAM DOĞAL



Koli Detayları

Beden	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
S	2000	50 x 37 x 23	11,8	9,8	14,1
M	2000	50 x 37 x 23	12,8	10,8	14,1
L	2000	50 x 37 x 23	13,8	11,8	14,1

NON-STERİL ELDİVENLER

Latex Muayene Eldiveni



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIK

LATEKS BİR MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR

İKİ ELE UYUMLU 100'LÜK PAKETLER İÇERİSİNDEDİR

AQL 1,5 KALİTESİ SEVİYESİNDEDİR

ELDİVEN GİYMEYİ KOLAYLAŞTIRICI MINİMUM SEVİYEDE PUDRA İÇERİR

MANŞET KISMI BİLEĞİ KAVRAYICI ŞEKİLDE KIVRIMLIDIR

EBAT

XS - S - M - L

RENK



HAM DOĞAL



Koli Detayları

Beden	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
XS	1000	34 x 23 x 23	5	4	6,17
S	1000	34 x 23 x 23	5,5	4,5	6,17
M	1000	34 x 23 x 23	6	5	6,17
L	1000	34 x 23 x 23	6,5	5,5	6,17

NON-STERİL ELDİVENLER

Nitril Muayene Eldiveni



TEKNİK ÖZELLİKLER

- TEK KULLANIMLIK
- LATEKS VE PUDRA İÇERMEZ
- ANTIALERJİKTİR
- SENTETİK NİTRİL BİR MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR
- İKİ ELE UYUMLU 100'LÜK PAKETLER İÇERİSİNDEDİR
- AQL 1,5 KALİTE SEVİYESİNDEDİR
- PARMAK UÇLARI TEKSTÜRELİDİR
- ÇOK YÖNLÜ BİR ELDİVENDİR
- MANŞET KISMI BİLEĞİ KAVRAYICI ŞEKİLDE KIVRIMLIDIR

EBAT

S - M - L

RENK



MAVİ EKRU PEMBE MOR



Koli Detayları

Beden	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
S	2000	49 x 32 x 23	7	6,1	12
M	2000	49 x 32 x 23	8,1	6,4	12
L	2000	49 x 32 x 23	9,1	7,4	12

NON-STERİL ELDİVENLER

Nitril Kemoterapi Eldiveni



TEKNİK ÖZELLİKLER

- TEK KULLANIMLIK
- LATEKS VE PUDRA İÇERMEZ
- ANTİALERJİKTİR
- SENTETİK NİTRİL BİR MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR
- İKİ ELE UYUMLU 100'LÜK PAKETLER İÇERİSİNDEDİR
- AQL 1,5 KALİTE SEVİYESİNDEDİR
- PARMAK UÇLARI TEKSTÜRELİDİR
- MANŞET KISMI UZUN VE BİLEĞİ KAVRAYICI ŞEKİLDE KIVRIMLIDIR
- YIRTINMA VE DELİNMEYE, ALKOL VE ÇEŞİTLİ KİMYASALLARA KARŞI DİRENÇLİDİR

EBAT

S - M - L

RENK



MAVİ



Koli Detayları

Beden	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
S	1000	38 x 27 x 27	7,2	6,4	9,2
M	1000	38 x 27 x 27	8,1	7	9,2
L	1000	38 x 27 x 27	8,8	7,6	9,2

STERİL ELDİVENLER

Chloroprène Sentetik Steril Cerrahi Eldiven **NEO+PLUS**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- TEK KULLANIMLIK
- TEKİL STERİL PAKETLERDEDİR
- ANTIALERJİKTİR
- LATEKS VE PUDRA İÇERMEZ
- AQL 1,5 KALİTE SEVİYESİNDEDİR
- SENTETİK (POLYCHLOROPRENE) BİR MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR
- ELDİVEN KAHVERENGİ SAYESİNDE IŞIĞIN YANSIMASINI ENGELLEYEREK GÖZ YANILMASINI ÖNLER
- İÇ YÜZEYİ ELDİVENİ KOLAY GIYMİYİ SAĞLAYAN POLİMER KAPLIDIR
- MANŞET KISMI BİLEKLERİ KAVRAYICI ÖZELLİĞE SAHİPTİR
- ELDİVENLER SAĞ - SOL AYRI ŞEKİLDE BİR ÇİFT PAKET İÇERİSİNDEDİR
- YIRTINMA VE DELİNMEYE, ALKOL VE ÇEŞİTLİ KİMYASALLARA KARŞI DİRENÇLİDİR

EBAT

6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5

RENK



KAHVERENGİ

Koli Detayları

Beden	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
6,5	200	32 x 29 x 46	7,4	4,3	14,2
7	200	32 x 29 x 46	8	4,8	14,2
7,5	200	32 x 29 x 46	8,3	5,1	14,2
8	200	32 x 29 x 46	8,6	5,4	14,2
8,5	200	32 x 29 x 46	8,9	5,6	14,2

STERİL ELDİVENLER

Latex Steril Cerrahi Eldiven **PREMIUM**



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIK

TEKİLİ STERİL PAKETLERDEDİR

LATEKS BİR MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR

AQL 1,5 KALİTE SEVİYESİNDEDİR

MANŞET KISMI BİLEKLERİ KAVRAYICI ÖZELLİĞE SAHİPTİR

ELDİVENLER SAĞ - SOL AYRI ŞEKİLDE BİR ÇİFT PAKET İÇERİSİNDEDİR

ELDİVEN GİYMEYİ KOLAYLAŞTIRICI MINIMUM SEVİYEDE PUDRA İÇERMEKTEDİR

ELDİVENLER RADYOAKTİF İŞİN ORANI DÜŞÜK DOZ SEVİYESİNDE OLAN YÜKSEK GÜVENLİK TEKNOLOJİSİNE SAHİP E-BEAM İŞINLARIYLA STERİL EDİLMİŞTİR

EBAT

6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5

RENK



HAM DOĞAL

Koli Detayları

Beden	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
6,5	200	55 x 15 x 46	7,47	3,64	12,6
7	200	55 x 15 x 46	7,63	3,8	12,6
7,5	200	55 x 15 x 46	7,75	3,92	12,6
8	200	55 x 15 x 46	8,11	4,28	12,6
8,5	200	55 x 15 x 46	8,39	4,56	12,6

STERİL ELDİVENLER

Latex Steril Cerrahi Eldiven **+PLUS**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- TEK KULLANIMLIK
- TEKLİ STERİL PAKETLEDEDİR
- PUDRALI VE PUDRASIZ OLARAK MEVCUTTUR
- LATEKS BİR MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR
- AQL 1,5 KALİTE SEVİYESİNDEDİR
- MANŞET KISMI BİLEKLERİ KAVRAYICI ÖZELLİĞE SAHİPTİR
- ELDİVENLER SAĞ - SOL AYRI ŞEKİLDE BİR ÇİFT PAKET İÇERİSİNDEDİR

EBAT

6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5

RENK





HAM DOĞAL

Koli Detayları

Beden	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
6,5	400	55 x 41 x 28	11	6	21
7	400	55 x 41 x 28	11,24	6,24	21
7,5	400	55 x 41 x 28	11,72	6,72	21
8	400	55 x 41 x 28	12,2	7,2	21
8,5	400	55 x 41 x 28	12,68	7,68	21

STERİL ELDİVENLER

Kullanım Kılavuzu - Cerrahi Eldiven

1  Baş ve işaret parmağı kullanılarak eldivenlerden biri bilek kısmından tutulur.	2  Yalnızca bilek kısmına dokunmak suretiyle eldiven bir ele geçirilir ve bilek kısmı başparmak üzerinden içlenir.
3  Eldivenli parmaklar, diğer eldivenin bilek kısmının içerisine sokulur. Her iki yandan gererek çekmek suretiyle eldiven parmakların ve elin üzerine geçirilir.	4  Bilek kısmı elin üzerinden içlenir. Parmaklar hala bilek kısmının altındayken bilek kısmı yukarı doğru ve elden öteye, önüğü önme manşetinin üzerine gelecek şekilde çekilir.
5  Eldiveni diğer ele geçirmek için bir önceki adım tekrarlanır.	6  Artık eldiven işlemi tamamlanmıştır. Giyildikten sonra steril ıslak sünger, steril ıslak havlu veya başka etkin bir yöntem kullanılmak suretiyle eldivenler güzelce silinerek pudradan arındırılır.

İp Uçları ve Bazı Uyarılar:

** Bazı kişilere, eldiveni giymeden önce ellerini pudralamak kolay gelir. Bazı kişiler ise pudralı eldiven kullanır. Bununla birlikte bazı kişilerin pudralı veya lateks eldivene karşı alerjisi vardır. Bu nedenle uygun boyutta ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan eldiveni kullandığınızdan emin olmak için kutusunu her zaman için kontrol ediniz.

NON-STERİL ELDİVENLER

POŞET ELDİVEN



ELDİVENLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

PE MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR

ŞEFFAF RENKTEDİR

EBAT

L

RENK



ŞEFFAF

Koli Detayları

Beden	Adet	Çbat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
LARGE	10.000	35 x 31 x 18	8	7	6,56

Broche®

Diger Ürünler



DİĞER ÜRÜNLER

Akordiyon Bone



TEKNİK ÖZELLİKLER

EBAT

TEK KULLANIMLIKTIR

21 İNÇ

BONENİN LASTİK KISIMLARI ULTRASONİK DİKİŞLİDİR

SAÇI DERİDEN DÖKÜLEBİLECEK PARTİKÜL VE NEMİ TUTAR

HAVA GEÇİRME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

YIRTILMA VE SIVILARA KARŞI DAYANIKLI POLİPROPİLEN NONWOVEN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR



RENK



YEŞİL



BEYAZ

Koli Detayları

Özellik	Adet	EBat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
21 İnc - Beyaz	2000	46 x 42 x 26	8	6	15
21 İnc - Yeşil	2000	46 x 42 x 26	8	6	15

DİĞER ÜRÜNLER

Non-Steril Maske



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

2 VE 3 KAT SEÇENEKLERİNE SAHİPTİR

BAĞCIKLI VE LASTİKLI OLMAK ÜZERE 2 ÇEŞİTTİR

KUMAŞ NEFES ALMAYI ZORLAŞTIRMAYACAK ÖZELLİKTİR

YIRTILMA VE SIVILARA KARŞI DAYANIKLI POLİPROPİLEN NONWOVEN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞTİR

MASKELERİN ÜST KISMINDA BURNUN ŞEKLİNİ ALABİLEN GİZLİ TEL ŞERİT BULUNMAKTADIR

MASKELERİN LASTİK VE BAĞCIK KISIMLARI KOPMAYI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE SIKI PRESLENMİŞTİR



RENK



YEŞİL



BEYAZ



Koli Detayları

Özellik	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
2 Kat Lastikli	2000	52 x 38 x 30	6	4	17,8
2 Kat Boğcıklı	2000	52 x 39 x 38	8,5	6	25,7
3 Kat Lastikli	2000	52 x 38 x 30	9	7	19,8
3 Kat Boğcıklı	2000	52 x 39 x 42	10	9	28,4

DİĞER ÜRÜNLER

Non-Steril Tahta Dil Basacağı (Abeslang)



TEKNİK ÖZELLİKLER

EBAT

TEK KULLANIMLIKTIR

YETİŞKİN 150 mm x 18 mm

HUŞ AĞACINDAN ÜRETİLMİŞTİR

KOKUSUZ VE TEMİZDİR

AĞAÇ İÇİ MUKOZAYI TAHRİŞ ETMEYECEK ŞEKİLDE DÜZ VE OVAL YÜZEYE SAHIPTIR

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
5000	44 x 32 x 20	13	12,5	9,4

Steril Tahta Dil Basacağı (Abeslang)



TEKNİK ÖZELLİKLER

EBAT

TEK KULLANIMLIKTIR

YETİŞKİN 150 mm x 18 mm

TEKİL STERİL PAKETLEDEDİR

HUŞ AĞACINDAN ÜRETİLMİŞTİR

KOKUSUZ VE TEMİZDİR

AĞAÇ İÇİ MUKOZAYI TAHRİŞ ETMEYECEK ŞEKİLDE DÜZ VE OVAL YÜZEYE SAHIPTIR

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
2000	45 x 19 x 29	6,5	5,5	8,2

DİĞER ÜRÜNLER

Galoş



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

NON-STERİLDİR

CPE MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR

GALOŞUN AYAKKABILARI TAM SARABİLMESİ İÇİN KENARLARINDA TORBALANMIŞ ŞEKİLE LASTİK BÜZMESİ BULUNMAKTADIR

RENK



MAVİ



Koli Detayları

Özellik	Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
2,3 gr Makina	5000	56 x 20 x 52	12,5	11,5	19,5

DİĞER ÜRÜNLER

Steril Kan Lanseti



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

TEKLI STERİL PAKETLERDEDİR

PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLMİŞTİR

LANSET UCU PÜRÜZSÜZ VE DELİCİDİR



Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
20.000	45 x 34 x 19	12	11	9,7

DİĞER ÜRÜNLER

Steril Bistüri Ucu



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

TEKLİ STERİL PAKETLERDEDİR

KARBON ÇELİK TEN ÜRETİLMİŞTİR

DOKU ÜZERİNDE KESKİNLİĞİ BOZULMAZ

10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 NUMARALARI MEVCUTTUR

PAKETLER İKİ KATLI OLUP; BİRİNCİ KAT BİSTÜRİNİN PAKETİ KESMESİNİ ENGELLEYECEK ALÜMİNYUM FOLYOLUDUR, İKİNCİ KATTA İSE ALÜMİNYUM PAKETİN İÇİNDE BİSTÜRİNİN ÇEVRESİNDE DELİNME VE KESİLMİYİ ENGELLEYEN YAPIDA KAĞIDA SAHIPTIR



Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
5000	36 x 32 x 11	6,5	6	4,25



Broche®

Plastik Medikal Ürünler



PLASTİK ÜRÜNLER

Steril Serum (İnfüzyon) Seti



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

TEKİLİ STERİL PAKETLERDEDİR

PVC MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR

NON-PROGENİC'TİR

TOKSİK MADDE İÇERMEZ

KAPAKLI BAKTERİ FİLTRESİ BULUNMAKTADIR

SIVI AKIŞINI KONTROL EDEN AÇMA / KAPAMA ROLLER KLEMPI MEVCUTTUR

HAVA GİRİŞLİ DELME UCUNA VE ENJEKTÖRE SAHİPTİR

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Dösi
500	59 x 39 x 38	12	10	29,1

PLASTİK ÜRÜNLER

Steril Damla Metre



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

TEKİL STERİL PAKETLERDEDİR

PVC MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR

NON-PROGENİC'TİR

LATEKS İÇERMEZ

ÜRÜN 5-250 ML AKIŞ HIZINA SAHİPTİR

EKSTRA SIVI VERİLMESİNİ SAĞLAYAN Y ENJEKSİYON PORTU BULUNMAKTADIR

SET HORTUMUNUN İKİ UCU LUER-LOCK (MİDALİ) VE KAPAKLIDIR

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
480	57 x 43 x 39	9,8	8,4	31,8

PLASTİK ÜRÜNLER

Steril İdrar Torbası T-Musluklu ve Çekme Musluklu



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

TEKİLİ STERİL PAKETLERDEDİR

PVC MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR

ÜRÜN 2000 ML SIVI ALMA KAPASİTESİNE SAHİPTİR

TORBADAKİ İDRARIN HASTAYA GERİ DÖNMESİNİ ENGELLEYEN ÇEK VALFİ VARDIR

TORBANIN İKİ ÜST YANINDA ASKI DELİKLERİ BULUNMAKTADIR

SONDAYA TAKILAN KONNEKTÖR SONDAYLA TAM UYUMLUDUR

SIVI BOŞALTIMINI KONTROL EDEN MUSLUK MEVCUTTUR

Koli Detayları

Adet	Ebat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
250		11	10	22,1

PLASTİK ÜRÜNLER

Steril Kan Verme Seti



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEK KULLANIMLIKTIR

TEKİLİ STERİL PAKETLERDEDİR

PVC MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR

NON-PROGENİC'TİR

TOKSİK MADDE İÇERMEZ

KAPAKLI BAKTERİ FİLTRESİ BULUNMAKTADIR

KAN AKIŞINI KONTROL EDEN AÇMA / KAPAMA ROLLER KLEMPI MEVCUTTUR

Koli Detayları

Adet	Çbat (cm)	Brüt Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık (Kg)	Desi
480	66 x 37 x 35	13	12	32,6



Certification of Registration

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SAN.DİŞ TİC.A.Ş.

ADDRESS:- KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH.YENİ BAĞDAT CAD.NO:124
GEBZE-KOCAELİ-TURKEY

QA CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

Certify that the quality management system of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below.

ISO 13485:2012

**PRODUCTION OF DISPOSABLE; STERILE SURGICAL GOWNS AND DRAPES,
NONSTERILE GOWNS AND DRAPES
SALE OF DISPOSABLE STERILE PRODUCTS; (SURGICAL GLOVES, WOODEN
TONGUE DEPRESSOR, SURGICAL BLADES, FLOWMETER, INFUSION (SERUM) SET,
URINE BAG, BLOOD TRANSFUSION SET, BLOOD LANCET)
SALE OF DISPOSABLE NONSTERILE PRODUCTS; (EXAMINATION GLOVES, PE
GLOVES, MASK, CAPS, SHOE COVER, WOODEN TONGUE DEPRESSOR, UNDERPADS,
GOWNS AND DRAPES, NON-WOVEN PP FABRICS)**

Certificate No:- QACS-13485-TUR-NTV-0633

*This certification was conducted in accordance with the QA Certification Services Pvt. Ltd. auditing and
Certification procedures and it is remain valid subject to annual surveillance audits.*

Certificate Issue Date : 9th January 2017

Certificate Expiry Date : 8th January 2020

Date of Initial Registration: 9th January 2017


Certificate Expiry Date:- 3 Years

*Further clarification regarding the scope of this certificate of ISO 13485:2012 requirements may be obtained
by consulting the organization*

To Check the certificate validity please

Refer Web:- (www.qacertification.asia) or call at given numbers.


Authorised Signatory



QA Certification Services Pvt. Ltd.
Email: info@qacertification.asia, www.qacertification.asia, Tel: +91- 9811801040

Certification of Registration

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SAN.DİŞ TİC.A.Ş.

**ADDRESS:- KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH.YENİ BAĞDAT CAD.NO:124
GEBZE-KOCAELİ-TURKEY**

QA CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

Certify that the quality management system of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below.

ISO 9001:2008

PRODUCTION OF DISPOSABLE; STERILE SURGICAL GOWNS AND DRAPES, NONSTERILE GOWNS AND DRAPES, SURGICAL GLOVES
SALE OF DISPOSABLE STERILE PRODUCTS; (SURGICAL GLOVES, WOODEN TONGUE DEPRESSOR, SURGICAL BLADES, FLOWMETER, INFUSION (SERUM) SET, URINE BAG, BLOOD TRANSFUSION SET, BLOOD LANCET)
SALE OF DISPOSABLE NONSTERILE PRODUCTS; (EXAMINATION GLOVES, PE GLOVES, MASK, CAPS, SHOE COVERS, WOODEN TONGUE DEPRESSOR, UNDERPADS, GOWNS AND DRAPES, NON-WOVEN PP FABRICS)

Certificate No:- Q-TUR-NT-02.17.199

This certification was conducted in accordance with the QA Certification Services Pvt. Ltd. auditing and Certification procedures and it is remain valid subject to annual surveillance audits.

Certificate Issue Date : 27th April 2017

Certificate Expiry Date : 14th September 2018

Date of Initial Registration: 27th April 2017

Certificate Expiry Date:- 3 Years

Note:- Transition of this certificate should be done before 15th September 2018. This 2008 version shall remain valid until 15th September 2018.

Further clarification regarding the scope of this certificate of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization

To Check the certificate validity please

Refer Web:- (www.qacertification.asia) or call at given numbers.




Authorised Signatory



QA Certification Services Pvt. Ltd.
Email: info@qacertification.asia, www.qacertification.asia

SZUTEST

EC CERTIFICATE AT SERTİFİKA

According to Annex II of the Directive 93/42/EEC on Medical Devices
93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek II'ye göre

Full Quality Assurance System Tam Kalite Güvencesi

Certificate Number: 2195-MED-1412002
Sertifika Numarası

Manufacturer:
Üretici

Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi
Head Office Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No:124 Gebze/Kocaeli
/Merkez: Türkiye
Branch Office Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Sitesi B Blok
/Şube: No:12A Kapı No:031 ve 034 Esenler/İstanbul Türkiye

Product(s):
Ürün(ler)

Sterile Disposable Surgical Drape, Gown and Drape Sets
Steril Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü, Önlük ve Örtü Setleri

Reference Report No: 2195-MED-1404008
Referans Rapor No

Szutest, Notified Body 2195, declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system according to Annex II (excluding section 4), Section 3 of the directive 93/42/EEC on medical devices. This quality assurance system covers those aspects of manufacturing concerned with securing and maintaining safe and sterile conditions of the respective product(s) and conforms to the provisions of this Directive. The approved quality system is subject to surveillance pursuant to Annex II, Section 5 of Directive 93/42/EEC and unannounced audits.

Szutest must be informed of any significant changes in the design and/or construction of the product(s).

2195 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş Szutest, yukarıda belirtilen üreticinin 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK II(madde 4 hariç) madde 3'üne göre bir kalite yönetim sistemi uyguladığını, bu yönetim sisteminin yönetmeliğin sadece bahsi geçen ürünün üretiminin güvenlik ve steril koşullarını sağlama ve devam ettirme ile ilgili gerekliliklerin karşıladığını beyan eder. Onaylanan bu kalite yönetim sistemi, 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK II, Madde 5'e göre periyodik olarak gözetime ve habersiz saha denetimlerine tabidir.

Üretici, ürünlerinin tasarımında ve yapısında gerçekleştirdiği önemli değişiklikleri Szutest'e bildirmek zorundadır.

This EC certificate is valid till 2019-04-29.
Bu AT Sertifikası 2019-04-29 tarihine kadar geçerlidir.

Issue Date/Yayın Tarihi: 2014-04-30
Revision No./ Revizyon No.: 03 Rev./Rev.
Revision Date/ Revizyon Tarihi: 2017-06-30



Rukiye BALKAN
Deputy General Manager
Genel Müdür Yardımcısı



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	071851-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.04.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	26.02.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. YENİ BAĞDAT CAD. NO:124 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KÖŞKLÜÇEŞME MAHALLESİ YENİ BAĞDAT CADDESİ NO : 124 GEBZE / KOCAELİ KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.34.00/TSE-65761
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	BROCHE
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13795+A1 / Hastalar, klinik personeli ve donanımı için tıbbi cihaz olarak kullanılan cerrahi örtüler, önlükler ve temiz hava giysileri - Bölüm 1: İmalatçılar, işlemci ve mamuller için genel özellikler / 12.06.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	HASTALAR, KLİNİK PERSONELİ VE DONANIMI İÇİN TIBBİ CİHAZ OLARAK KULLANILAN CERRAHI ÖRTÜLER, ÖNLÜKLER VE TEMİZ HAVA GİYSİLERİ - BÖLÜM 1: İMALATÇILAR, İŞLEMCI VE MAMULLER İÇİN GENEL ÖZELLİKLER Cerrahi ÖRTÜ -TEK KULLANIMLIK (TABLO 2) -YÜKSEK PERFORMANS -KRİTİK ÜRÜN ALANI

e-imza ile signed

22.02.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzle bellediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kopya veya çıkarılması zıttıya çıkarmaz, ilacını ve silini yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yarı ÇAYIROVA GEBZE * Tel: 26272312731 Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : tse@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://emakontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?projeword=> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



Broche bir  Nurteks Tekstil ve Medikal San. Dış Tic. A.Ş. ait tescilli markadır.

OFİS:

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cd.
Tekstilkent Sit. B Blok No:12A İç Kapı
No:031 ve 034 Esenler / İSTANBUL

T: +90.212 438 02 42 Pbx
F: +90.212 438 02 48

FABRİKA:

Köşklüçeşme Mah. Yeni Bağdat Cad.
No:124 Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE

T: +90.262 642 56 57
F: +90.262 642 67 02

E: info@brochemedikal.com

W: www.brochemedikal.com

